

TD HistoCyto®

Livextens

Optimisez l'efficacité de votre laboratoire

Un logiciel dédié aux besoins particuliers des laboratoires d'anatomo-pathologie.

TD HistoCyto contribue à l'amélioration de l'efficacité du laboratoire grâce à l'optimisation du processus métier. Bénéficiez ainsi d'une solution axée sur la sécurité patient et vous offrant un haut niveau de traçabilité.



Efficacité du laboratoire





Pilotage du laboratoire



Sécurité patient



Fonctionnalités avancées



LIG-Systems - Medical Software
Ch. des Léchères 3
CH - 1217 MEYRIN / Genève
Tél. : +41 22 544 10 90
Direction@lig-systems.ch
www.lig-systems.ch


Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic



Optimisez les processus de votre laboratoire avec une solution dédiée à votre métier.

Bénéficiez d'un haut niveau de traçabilité et d'une communication sans papier grâce à l'automatisation des tâches et aux connexions instruments. Vous améliorez ainsi significativement la **sécurité du patient**.

Bénéficiez d'une solution flexible capable de gérer les **organisations multisites**.



Efficacité du laboratoire

- Aide à la saisie de la demande
 - ↳ Assignez automatiquement à la demande le pathologiste et le technicien en poste
 - ↳ Accélérez la saisie des demandes
 - ↳ Facilitez la macroscopie avec des descriptions de blocs et techniques prédéfinies
- Session unique pour gérer la préparation des techniques
 - ↳ Consultez l'historique patient, dictez la macroscopie, réalisez vos demandes de blocs, de techniques de première intention, et de techniques additionnelles
 - ↳ Imprimez vos cassettes et lames
 - ↳ Envoyez les demandes d'anticorps directement sur les automates d'IHC
 - ↳ Mettez à jour automatiquement les listes de travail et suivez le déroulement du workflow
- Gestion des comptes rendus sur Microsoft Word®
 - ↳ Bénéficiez de trames de compte-rendu, de la dictée numérique et de la reconnaissance vocale
 - ↳ Réduisez le risque d'erreur et la charge de travail des secrétaires grâce aux listes de travail mises à jour automatiquement

- Standards de codage des diagnostics (ADICAP et SNOMED)
 - ↳ Codifiez simplement les diagnostics pour une recherche optimale des résultats
- Validation médicale et télétransmission des comptes rendus
 - ↳ Choisissez le mode d'envoi de vos comptes rendus
 - ↳ Accédez aux comptes rendus depuis les unités de soins, à partir d'un navigateur web



Pilotage du laboratoire

- Tableau de bord de suivi pour maîtriser les délais de rendu de résultats
 - ↳ Affichez le statut de chaque demande
 - ↳ Suivez la prise en charge des demandes dans le délai attendu
 - ↳ Bénéficiez d'une vue globale sur votre charge de travail
- Gestion des statistiques avec TDAnalytics
 - ↳ Réalisez des extractions multidimensionnelles sur l'activité de votre laboratoire
 - ↳ Créez simplement des indicateurs personnalisés



Sécurité patient


- Impression automatique des codes à barres pour cassettes et lames
 - ➔ Simplifiez votre travail quotidien
 - ➔ Accédez directement à l'historique patient
- Haut niveau de traçabilité incluant l'horodatage
 - ➔ Visualisez en un clin d'œil l'ensemble des actions liées à une demande
 - ➔ Bénéficiez d'un module dédié à la gestion des non-conformités
 - ➔ Archivez vos comptes rendus au format PDF
 - ➔ Facilitez la démarche d'accréditation du laboratoire

Transmission des résultats



Diffusion des comptes rendus

Statistiques



Outil d'exploration de données



Fonctionnalités avancées

- Gestion intégrée des images
 - ➔ Associez les images à la demande en les stockant dans la base de données
 - ➔ Retrouvez les demandes contenant des images
 - ➔ Bénéficiez de l'ensemble des informations pour le patient
- Tests complémentaires sur les prélèvements obtenus par la cytologie liquide
 - ➔ Gérez les demandes d'analyses additionnelles selon le résultat de dépistage du frottis
- Connexion avec les automates d'IHC et les imprimantes de cassettes et de lames
 - ➔ Automatisez le workflow du laboratoire
 - ➔ Réduisez le risque d'erreur et augmentez la traçabilité

Témoignage

Centre de pathologie Emile Gallé, Nancy

"Nous avons été séduits par la capacité de ^{TD}HistoCyto à refléter fidèlement le cheminement du prélèvement. Ce logiciel apporte une réelle valeur ajoutée par rapport à la spécificité de notre discipline et facilite le travail des utilisateurs."

Dr. Maud OUNNOUGHENE
Anatomo-pathologiste

"Avec ^{TD}HistoCyto, nous n'avons pas eu d'investissements informatiques supplémentaires à réaliser dans le cadre de notre démarche Qualité."

Dr Stephen KIRCHNER
Anatomo-pathologiste

Connexions automatées d'IHC

Automates d'IHC:

- AutoStainer[®] de Dako[®]
- Bond[®] de Leica/Menarini[®]
- BenchmarkXT[®] de Ventana[®]

Imprimantes:

- Leica[®]
- Sakura[®]
- SHUR/Mark[®]
- Thermo Fisher[®]
- Dako[®]

Un +

pour l'accréditation du laboratoire

Services

Une équipe d'experts à votre service

- + Audit de l'organisation de votre laboratoire
- + Suivi de votre installation
- + Formation et support
- + Cellule Qualité d'accompagnement ISO 15189

TD HistoCyto®

Livextens



En savoir plus

Ce document donne un aperçu très succinct des principales fonctions du produit, **n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.**

Optimisez l'efficacité de votre laboratoire

Fonctionnalités

Facilité d'utilisation

- Interface intuitive et ergonomique
- Aide en ligne complète
- Accès direct aux demandes par code à barre
- Réception des données patient depuis le SIH
- Recherche multicritères
- Gestion des organisations multisites
- Gestion des droits utilisateurs

Gestion des tâches

- Travail en cours, état de la demande
- Mise à jour automatique des listes de travail
- Traçabilité de chaque action sur chaque demande
- Liste de travail par pathologiste

Gestion des techniques

- Identification du prélèvement
- Définition du bloc et des techniques
- Listes de travail
- Description macroscopique
- Impression d'étiquettes pour les prélèvements, les cassettes et les lames
- Gestion des états des blocs et techniques
- Gestion des images

Connexions / interfaces

- Automates d'ImmunoHistoChimie (IHC)
- Imprimantes cassettes et lames
- Associations automatiques des bons d'examen avec la demande
- Solutions centralisées de gestion des techniques
- Banque tumorale et biobanque

Saisie des résultats

- Microsoft Word® pour l'établissement des comptes rendus

- Dictée numérique
- Reconnaissance vocale
- Comptes rendus standardisés
- Respect des standards ADICAP et SNOMED

Validation

- Répartition automatique des demandes
- Liste de travail et liste des demandes à valider par le pathologiste
- Validation à l'écran ou sur papier
- Gestion informatique des techniques complémentaires

Reporting


- Gestion des signatures scannées
- Envoi des résultats par e-mail, fax, HPRIM Médecin, HPRIM Net, Apycript et HL7
- Accès à la consultation des résultats sur le module TDWeb
- Transmission de comptes rendus spécifiques aux registres des cancers
- Archivage des comptes rendus sous format PDF

Facturation

- Intégration de la CCAM
- Gestion du référentiel des actes hors nomenclature

Solutions complémentaires

- **TDWeb**, prescription connectée et serveur de résultats
- **TDAnalytics**, gestion avancée des statistiques
- **TDSupervision**, surveillance des infrastructures et des systèmes
- **Module de gestion des non-conformités**
- **Module de gestion documentaire**



LIG-Systems - Medical Software
 Ch. des Léchères 3
 CH - 1217 MEYRIN / Genève
 Tél. : +41 22 544 10 90
 Direction@lig-systems.ch
 www.lig-systems.ch

LIG-Systems is the exclusive distributor of TECHNIDATA solutions in Switzerland and Liechtenstein.

